

## ***Linea Light magic***

### ***Maschera enzimatica***

- **POLVERE:** si tratta di una maschera argillosa a base di papaina e acido salicilico, che deve essere amalgamata ad un attivatore (descritto nel secondo punto), e lasciata in posa .
- **ATTIVATORE:** soluzione attivante da aggiungere alla polvere per ottenere un impasto da stendere sulle zone da trattare, a base di acido glicolico (alfa-idrossi-acido derivato dalla idrolisi di frutta,) è stato sperimentato, con successo, nel trattamento dei più comuni inestetismi cutanei come fotoinvecchiamento, pigmentazione irregolare, acne e piccole rughe. Questo prodotto, si è rivelato possedere un'ottima attività come peeling chimico attivo nella riparazione e riattivazione della pelle invecchiata, con proprietà depigmentanti e ad azione sebastatica, “ riduce l'eccessiva produzione di sebo” e antilipasica, “elimina cioè i processi di infiammazione”.
- **TEMPI DI POSA :** per pelli sensibili lasciare in posa 3-5 minuti , per pelli grasse e seborroiche lasciare in posa 10 minuti , asportare con spugnetta ed acqua , asciugare la pelle ed applicare lo spray neutralizzante .
- **SPRAY NEUTRALIZZANTE** soluzione tampone per neutralizzare l'azione della maschera, reidrata la pelle, grazie alla presenza dell'alga, attenua gli eventuali arrossamenti dovuti all'esfoliazione cutanea.

Confezioni :

Solo uso professionale in cabina

Polvere 100 ml - 250 ml

Attivatore 250 ml

Spray neutralizzante 250 ml