



CONCENTRATO ACIDO JALURONICO

Un concentrato ad effetto immediato a base di Acido ialuronico. Massaggiato o veicolato con apparecchi ad onde galvaniche o con elettroporazione, nei trattamenti antiage, dona al tessuto maggiore tono, elasticità e giovinezza.

PRINCIPI

Acido ialuronico (Sodium hyaluronate): è parte della sostanza fondamentale del tessuto connettivo, regola il contenuto idrico della sostanza intercellulare e la permeabilità del connettivale. Svolge inoltre funzione di cementante dei tessuti ai quali conferisce la tipica plasticità legando saldamente l'acqua della matrice intercellulare del derma come una spugna molecolare. È uno dei più potenti principi attivi atti ad assicurare l'equilibrio dell'idratazione dei tessuti utilizzati in cosmesi. Ha infine proprietà riparative e lega le molecole dell'acqua sette volte il proprio peso.

COMPOSIZIONE

(secondo la direttiva 93/95/CEE)

Aqua, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

MODALITÀ E TECNICHE D'USO

In cabina

Per esaltare le proprietà del prodotto pulire ed esfoliare a fondo la cute con il Latte Detergente ed il Gel peeling al Vinacciolo. Sciacquare quindi e far permeare il prodotto manualmente o mediante apparecchiature ad onde galvaniche (ionoforesi), elettroforesi, elettroporazione, radiofrequenza o ossigeno iperbarico (in questo caso diluito). Solo in seguito applicare la Maschera antiage o la Maschera Ipersensitive (maschera calmante nel eventualità di pelle arrossata) e concludere il trattamento con Crema viso antiage DMAE.

È consigliato un ciclo di 10 sedute in istituto da effettuarsi due volte a settimana e poi un mantenimento una volta a settimana per altri 5 trattamenti.

A domicilio

Per il mantenimento si consiglia l'utilizzo del Concentrato Acido Ialuronico mattina e sera unitamente alla crema DMAE e Acido Lipoico da utilizzare la mattina come base per il trucco e la notte.

CONFEZIONI

Per uso professionale	50 ml
Per uso domiciliare	30 ml

Jean La Roches è un marchio RMS International srl
Via Carlo Arturo Jemolo 77/91 – Roma 00156 – 064100420
www.jeanlaroches.com
email: dody@rmsestetica.it